

自費治療費用表

診療項目	治療内容	料金(税込価格)	治療期間目安・内容
噛み合わせ治療	全顎検査・咬合診断	¥88,000	模型・CT撮影・各種レントゲン・診断模型
	ワックスアップ模型 (シュミレーション)	¥22,000	噛み合わせと歯のシュミレーション
	咬合診断用プロビジョナル (精密な仮歯)	¥11,000 (1本あたり)	咬合診断で診断した噛み合わせで精密な仮歯を作成し装着します。
	ボトックス	¥27,500	歯軋りや食いしばり、噛む力が強い方に対して噛む筋肉を弱める治療法です。
ホワイトニング	オフィスホワイトニング 院内での光触媒によるホワイトニング	¥33,000	事前に必ず歯石取りが必要となります。ホワイトニング所要時間は1時間半程度です。
	ホームホワイトニング 自宅でのマウスピースによるホワイトニング	¥22,000(上下顎) [内訳:トレイ¥16,500(片顎¥8,250) 薬剤¥5,500(2本セット)]	ホワイトニング前に必ず歯石取りが必要となります。型取りをしてトレイを作成します。
	インターナルブリーチ	1 歯 ¥5,500/回 (神経がない歯のみ)	歯の内部からホワイトニングを行います。
歯周病治療	歯周組織再生療法	¥110,000~ (1本単位 2本目からは¥55,000)	骨の吸収が多い部位の骨を再生させる薬を塗布し、回復する治療です。(症例により適用できない場合があります)
	歯周形成外科	結合組織移植術 ¥77,000~ 遊離歯肉移植術 ¥55,000~	歯茎が痩せている部位に別の部分から歯茎を移植して回復させる治療です。(症例により適用できない場合があります)
歯牙保存治療	矯正的挺出 (エクストルージョン)	¥55,000~	歯が根っこだけの状態の場合に歯を引っ張り上げることで保存をはかる治療法です。その後歯茎の高さを調整する手術が必要になります。
	ダイレクトボンディング	¥33,000(1本)	小さめの虫歯に対して、保険外の強化プラスチックを用いて直接詰める方法です。
歯髄温存療法	歯髄保護処置	¥33,000(1本)	虫歯が深く神経が露出したまたはしそうな歯に対してMTAと呼ばれる生体親和性が高く刺激の少ない保護剤を用いて神経を保存する方法です。
精密根管治療		¥77,000(1根管)	様々な精密機器を使用し行う歯の根の治療です。 マイクロスコープ・ラバーダム使用・MTAによる根管充填含む ※治療途中に破折などが判明し、保存困難と判断された場合は半額返金
	MTAによる根管充填処置	¥33,000(1 歯)	生体親和性と封鎖性の高いMTAセメントを使用して歯の根にお薬を充填します。※マイクロスコープ・ラバーダム使用
	MTAによる穿孔封鎖	¥33,000(1 歯)	虫歯が深く歯に穴が開いてしまった場合にMTAを用いて封鎖を行い保存を試みます。 ※マイクロスコープ・ラバーダム使用